

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wyłącznie produktów ortopedycznych wprowadzonych do obrotu, oferowanych i dostarczonych przez mdh, na terytorium Polski.
2. Firma mdh wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego gwaranta, a w wyjątkowych wypadkach i po poinformowaniu reklamującego w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania rzeczy do mdh.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania kupującemu rzeczy przez sprzedawcę i wynosi: **18 miesięcy od daty sprzedaży dla wyrobów refundowanych i jest to okres zgodny z Zarządzeniem Prezesa NFZ 90/2013/DSOZ z 24 grudnia 2013 r. oraz 12 mc-y dla wyrobów sprzedawanych poza refundacją.**
4. Gwarancja jest ważna, gdy dostarczono:
 - Wypełniono kartę gwarancyjną
 - Dokument potwierdzający zakup przedmiotu
 - Produkt w oryginalnym opakowaniu
5. Firma mdh zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
6. **Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:**
 - a. produkt został uszkodzony lub zniszczony na skutek działania sił wyższych,
 - b. uszkodzenie spowodowane jest niewłaściwym użytkowaniem produktu, w szczególności: użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zaniedbaniem czynności regulacyjnych i bieżącej konserwacji w zakresie przewidzianym w instrukcji użytkowania,
 - c. produkt wykazuje jakiegokolwiek rodzaju uszkodzenia mechaniczne,
 - d. użytkownik w okresie gwarancji dokona samodzielnych napraw lub przeróbek,
 - e. reklamowany produkt nie spełnia podstawowych wymogów higienicznych,
 - f. reklamacja wynika z naturalnego zużycia się produktu lub jego części np. wytarcia tapicerki, zużycie części ruchomych itp.
7. Transport produktów reklamacyjnych odbywa się na koszt mdh Sp. z o.o. poprzez firmę spedycyjną wyznaczoną **w każdym przypadku** przez mdh. Spedycja (transport) przedmiotu odbywa się **TYLKO PO UZGODNIENIU** telefonicznym lub faksem z pracownikiem mdh i na podstawie wystawionego przez pracownika mdh zlecenia spedycyjnego.
8. **Koszty przesyłki reklamowanego przedmiotu wysłane bez uzgodnienia z firmą mdh ponosi nadawca.**
9. Adres serwisu: **mdh Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź.**
10. Firma mdh ponosi odpowiedzialność w zakresie przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy od chwili jej przyjęcia, do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji.
11. Kosztem transportu rzeczy zostanie obciążony nadawca w przypadku gdy reklamacja była oczywiście bezzasadna.
12. Roszczenia dotyczące wszelkiego rodzaju szkód i strat, spowodowane przez produkt na skutek jego niewłaściwego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wyłączone.
13. Produkt jest wyrobem medycznym i nie podlega uregulowaniom zawartym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014, poz.827).

Instrukcja używania Instructions for use

AFO-NIGHT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE / FOOT-DROP ORTHOSIS

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQI3A
Basic UDI-DI:	59017804DRQI3AM7



Qmed[®]
BY MEYRA



AFO – NIGHT to orteza na opadającą stopę o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, dysfunkcji okolic stawu skokowego. Jej konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację oraz umożliwia regulację kąta zgięcia podszwowego i grzbietowego. Odpowiednie dopasowanie ortozy umożliwiają dwie taśmy dociągowe.

OPIS PRODUKTU: Orteza posiada wyjmowaną wyściółkę wykonaną z welurowej dzianiny podklejonej pianką. Ortezę wyposażono w dwie taśmy dociągowe oraz naciągi boczne wykonane z rzepów twardych. Umożliwiają one regulację siły docisku oraz kąta ustawienia stopy wobec podudzia. Na regulację tego kąta ma także znaczenie wyjmowany klin, który znajduje się pod palcami. Wersja uniwersalna zarówno na lewą, jak i na prawą kończynę dolną.

WSKAZANIA: Korygowanie ustawienia stopy względem goleni od pozycji pośredniej w kierunku zgięcia grzbietowego stopy, profilaktyka przykurczu u chorych leżących w przypadku hemiplegii, stwardnienia rozsianego, mózgowego porażenia dziecięcego, zabezpieczenie przy „opadającej stopie”, przygotowanie do pionizacji i lokomocji dwunożnej.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

1. Rozpiąć taśmy dociągowe. **2.** Stopę włożyć tak, aby pięta przylegała do części tylnej ortozy. **3.** Zapiąć taśmy dociągowe. W razie potrzeby wyjąć klin lub wyregulować kąt naciągania.

KONSERWACJA: Nie używać szczoteczki. Prać jedynie wyściółkę. Resztę ortozy czyścić wilgotną ściereczką

Rozmiar / Size	S	M	L
Długość / Length (cm)	23	24,5	26

UWAGA! Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortozy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

AFO-NIGHT is a foot-drop orthosis of wide therapeutic use. It helps treatment and rehabilitation of ankle joint injuries and dysfunctions. Its construction ensures very good stabilisation and allows to regulate the plantar and dorsal bend of the foot. Stabilising straps allow the proper adjustment of the orthosis.

PRODUCT DESCRIPTION: AFO-NIGHT has removable lining made of velour knitted fabric and foam. It is equipped with two stabilisation stripes and stiff lateral Velcro bands which allow to regulate the pressure strength and the angle of feet position to the shin. Additionally, the removable wedge placed under the toes improves angle control. Available in one, universal size, for left and right lower limb.

INDICATIONS: AFO-NIGHT corrects feet position to the shin from medial position to dorsal bend of the foot, prevents contractures in lying patients with hemiplegia, multiple sclerosis, cerebral palsy, it provides protection of dropping foot and prepares to verticalisation and locomotion.

PUTTING ON:

1. Unfasten the stabilisation stripes. **2.** Put the foot so that its rear part adheres the orthosis.

3. Fasten the stabilisation bands. In case of need, remove the wedge and regulate the angle.

MAINTENANCE: Do not use brush while cleaning. Wash only the lining. Clean the orthosis with wet cloth.



ATTENTION! Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric.

THE FINAL DECISION CONCERNING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A CONSULTANT.

Producent/Manufacturer: mdh Sp. z o.o.
Ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź
tel.: 42 636 81 44, fax: 42 299 69 24
Serwis tel.: 605 553 424
www.mdh.pl; www.qmedbymeira.pl;
e-mail:serwis@mdh.pl

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu:

Numer seryjny (podany na wyrobie):

Data sprzedaży:

stempel sprzedającego

podpis sprzedającego

Lp.	Opis powstałego uszkodzenia, wady	Pieczęć data, podpis
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		